

Hyperextensions-Orthesen, Ausstattungsübersicht

Ausstattung	Modell				
REF	21697...	21695...	21696...	21763...	21698...
Sternpelotte beweglich	X	X	X	X	X
Oberer Bügel separat einstellbar (Grad der Aufrichtung)	X				
Seitliche Schienen wahlweise kurz (14,5 cm) oder lang (18,5 cm)	X				
Beckenbügel fest		X			
Schambeinpelotte fest			X	X	
Beckenbügel beweglich gededert	X				X
Wasserfest				X	X
Auf Wunsch subclaviculare Pelotten	X	X	X	X	X