

Gelenk-Fuß, für Herren,

Polyurethan, mit Holzkern und Carbon-Lamelle, inkl. Dämpfungsgummiset



Größe	1	2	3	4	5	6	7
Fußlänge A/cm	22	23	24	25	26	27	28,5
Ballenbreite/mm	80	85	90	95	95	100	100
Absatzhöhe B/mm	20	20	20	20	20	20	20
Fußhöhe C/mm	75	75	75	80	80	80	90
Gewicht/g	270	310	330	370	430	470	500

REF

21813...	links	122	123	124	125	126	127	128
	rechts	222	223	224	225	226	227	228

Gelenk-Fuß, für Damen,

Polyurethan, mit Holzkern und Carbon-Lamelle, inkl. Dämpfungsgummiset

Größe	2	3	4
Fußlänge A/cm	23	24	25
Ballenbreite/mm	85	90	95
Absatzhöhe B/mm	35	35	35
Fußhöhe C/mm	80	80	80
Gewicht/g	310	330	370

REF

21812...	links	123	124	125
	rechts	223	224	225