


„Hydeal“-Hydraulik-Kniegelenk, polyzentrisch und hydraulisch



Bauhöhe (E):	11 mm
Gesamtlänge, total:	232 mm
Gewicht:	815 g
Max. Flexion:	145°

REF
22050001

Das Hydeal-Gelenk ist mit 3 proximalen Adaptionmöglichkeiten erhältlich.

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte proximale Adaption an:

3 Adaptionen



22050101



22050102



22050106

Adaptionen

REF

22050101	Hydeal Pyramidadapter
22050102	Hydeal Eingussanker für Knie-Exartikulation
22050106	Hydeal Verbindungsplatte für Holzmodule