

UKB-System für Laminiertechnik

Lieferumfang/Technische Daten

Bezeichnung	UKB-System für Laminiertechnik
Einguss-Scheibe Ø	65 mm
Gewicht	150 g
Max. Belastung	100 kg
Aktivität	1-3
Packungsinhalt	Verschiebe-Adapter, Einguss-Scheibe, Exzenter-Scheibe mit Schraube, Sicherungs-Scheibe, Schaumeinlage, Silikondummy

UKB-System, male

REF	
21710100	(Pyramid-Adapter)

UKB-System, female

REF	
21710200	(4-Schrauben-Adapter)

Einzelteile

1) Dummy (Silikon)	REF		
	21711010		
2) Plastazote-Scheibe	REF		
	21711020		
3) Exzenter-Scheibe, Titan	REF		
	21711040		
4) Einguss-Scheibe, Aluminium	REF		
	21711050		
5) Verschiebe-Adapter, Titan	REF	Nr.	Beschreibung
	21711060	5b)	male: Pyramide
	21711070	5a)	female: 4-Schrauben
6) Sicherungsscheibe	REF		
	21875008		
7) Senkkopf-Schraube	REF	Nr.	Größe
	21711090	7a)	kurz, für „female“, 4-Schrauben-Adapter
	21711080	7b)	lang, für „male“, Pyramid-Adapter