

Unterschenkel-Schienen für Bade-Prothesen, mit Bronze-Lager, Edelstahl rostfrei, geschmiedet, superleicht, poliert, dreiteiliges Gelenk mit verdecktem Anschlag, Unterteil gerade, Köpfe beidseitig auf Mitte.

Fräsung mm 20x4

Schienenlänge Oberteil mm 270

Schienenlänge Unterteil mm 125

Schienenbreite mm 20

Schienenstärke mm 3

Einheit: Paar

Gewicht kg 0,310

REF
21070000
