

Unterschenkelschienen „SL“, für Holz- bzw. Gießharz-Prothesen,
Edelstahl rostfrei, geschmiedet, superleicht, dreiteiliges Gelenk mit verdecktem
Anschlag, Unterteil gerade, Köpfe beidseitig auf Mitte.

Fräsung	mm	22x4
Kugellager	mm	5x16x4
Schienenlänge Oberteil	mm	270
Schienenlänge Unterteil	mm	125
Schienenbreite	mm	20
Schienenstärke	mm	3

Einheit:		Paar
Gewicht	kg	0,340

REF
21069000
